

Un symbole... Une agitation



La marque Stuart offre une grande variété d'équipements de laboratoire qui secouent, remuent, agitent, balancent...

Les pictogrammes ci-après vous permettent de déterminer d'un seul coup d'oeil le type d'agitation de chaque produit.



Mouvement Giratoire

Agitation en 3D.



Mouvement Orbital

Agitation en 2D sur une orbite circulaire.



Mouvement de bascule

Agitation de haut en bas sur un axe central.



Mouvement de rotation

Agitation circulaire en 2D.



Mouvement de va et vient

Agitation horizontale va et vient.



Mouvement de vortex

Agitation circulaire haute fréquence.



Mouvement sur pivot

Agitation vigoureuse.



Mouvement circulaire

Agitation continue sur 360°.



Minuteur

Permet de programmer le temps d'agitation.